

ご好評につき再開しました!

サンキューキャンペーン 今ならなんと、39万円!

期間 2012年 1月 16日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

キャンペーン番号 **P2-Y2CGH5** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

高性能かつ低価格を実現した
96 ウェルタイプのコンパクトなサーマルサイクラー

- ・PCRに必要な機能をコンパクトに実現
- ・グラフィカルインターフェースで操作が簡単
- ・9700 サーマルサイクラーと同等レベルのパフォーマンス



Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
AS Applied Biosystems® 2720 サーマルサイクラー	1台	2720CP	¥580,000	¥390,000

※2720 サーマルサイクラー本体 [0.2mL、96ウェルサンプルブロックタイプ]、スターターキット、ユーザーマニュアルが含まれます。

PCR実験で高い正確性・特異性を両立!


AccuPrime™ Pfxお試しキャンペーン

期間 2012年 1月 23日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

キャンペーン番号 **P796291** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

- ・変異導入やクローニングに最適
- ・Taq DNA ポリメラーゼよりも26倍高い正確性
- ・12 kbまでの断片増幅が可能
- ・SuperMixならPCR最適化が簡単

AccuPrimeシリーズは、他の自動ホットスタート酵素では得られないすぐれたプライミング精度と高いPCR特異性が得られます。通常の自動ホットスタートではPCRの最初のステップのみ特異性を高めますが、それ以降は機能しません。しかし、耐熱性の高いAccuPrimeアクセサリタンパク質(特許)は、PCRの全サイクルを通して活性を失わずにミスプライミングを抑制します。AccuPrimeシリーズを用いると正しい特異的なPCR産物のみを増幅できます。



Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格	
AccuPrime™ Pfx	200反応	12344024	¥54,000	¥37,800	30% OFF
AccuPrime™ Pfx	1,000反応	12344032	¥262,500	¥183,750	30% OFF
AccuPrime™ Pfx SuperMix	200反応	12344040	¥62,000	¥43,400	30% OFF

Veriti® サーマルサイクラーをご購入でiPad 2をゲット!

おかげさまでサーマルサイクラー累計25,000台突破お客様感謝キャンペーン

Veriti® サーマルサイクラーを
ご購入のお客様にもれなく
iPad 2をプレゼント!

※応募する必要があります。




期間 2012年 1月 16日(月)～2012年 3月 30日(金)受注分まで

応募期間 ～ 2012年 4月 27日(金)

グラジェントを超えたVeriFlex™ ブロックで1台で6台分の働きが可能*1

同一プレート上で**最大6つの異なるアニーリング温度**を独立に設定・実行が可能

*1 温度保持時間を共通にする必要があります。



9700 システムでの実験系を移行
できるConversion Tools搭載*2

*2 Veriti 200のみとなります

Veriti® サーマルサイクラー	9700 システム	
Conversion Tool (9600 Emulation)	シルバータイプ (9600 Emulation)	アルミタイプ (9600 Emulation)



Target
- 886bp

- ・温度精度±0.25℃で正確な温度コントロールと再現性の高いPCR結果
- ・6.5インチカラータッチスクリーンで快適な操作性
- ・800ファイルの保存および持ち出しも簡単

Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格
AS Applied Biosystems® Veriti® 96-Well サーマルサイクラー 0.2ml	1台	Veriti 200	¥980,000
AS Applied Biosystems® Veriti® 96-Well Fast サーマルサイクラー 0.1ml	1台	Veriti Fast 100	¥980,000
AS Applied Biosystems® Veriti® 60-Well サーマルサイクラー 0.5ml	1台	Veriti 60	¥980,000
AS Applied Biosystems® Veriti® 384-Well サーマルサイクラー 0.02ml	1台	Veriti 384	¥1,480,000

※Veriti サーマルサイクラー本体、スターターキット、ユーザーマニュアルが含まれます。

📍 ご応募はこちらから

<http://www.appliedbiosystems.jp/website/tcc.html>



ちからを、ひとつに。 私たちは、Life Technologiesです。

これまでライフサイエンス製品をそれぞれに支えてきた invitrogen™、applied biosystems®、gibco®、TaqMan®、novex®、molecular probes®、ambion®、ion torrent™ の8ブランドが、このたびその力をひとつに結集し新しくスタートすることとなりました。

お客様のニーズにワンストップでお応えできるよう、これまで以上に確かなクオリティと充実したサービスをお届けしてまいります。

www.lifetechnologies.com

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンとの重複しての利用は出来ません。

記載価格は2012年1月現在の価格です。消費税は含まれておりません。

*本文中のオーダリングインフォメーションで **AS** マークがついている製品はアプライドバイオシステムズブランド、**IB** マークはインビトロジェンブランドでお取り扱いしています。

研究用のみ使用できます。診断目的及びその手続上での使用は出来ません。記載の社名および製品名は弊社または各社の商標または登録商標です。

The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners.

TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc. Used under permission and license.

iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

© 2012, Life Technologies Japan Ltd. All rights reserved. Printed in Japan. LFT020-A12010B

販売店

ライフテクノロジーズジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館

TEL. 03 (6832) 9300 FAX. 03 (6832) 9580

- 製品に関するお問合せ -

TEL. 03 (6832) 6980 FAX. 03 (6832) 9584

ウェブサイト: <http://www.appliedbiosystems.jp>

<http://www.invitrogen.jp>

life
technologies™