

期間限定で様々なフローサイトメトリー試薬をトライ

## フローサイトメトリー 試薬 トライアルキャンペーン

**期間** 2012年 1月 23日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

**キャンペーン番号** **P818008** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

細胞解析のアプローチにフローサイトメトリー解析が有効であることは、数多くの研究や論文が指示しています。しかしながら、検出用試薬には装置ごとに検出できる蛍光波長の違いや、互いの波長域の近さで検証実験が必要です。Molecular Probesで開発した数多くの製品を検討いただけるように、期間中お試し価格でご提供いたします。

- ・フローサイトメトリー抗体25%OFF
- ・最大56,000円もお得
- ・最新のクリックケミストリー細胞周期解析試薬
- ・生死判定をPIなどで検証しながら細胞周期の解析ができるDyCycleシリーズ (バイオレット、ブルー、レッドレーザー対応)

### ヒト CD マーカー

CD2-9	CD10-19	CD20-29	CD30-39	CD40-45	CD53-59	CD61-69	CD71-86	CD91-
CD2	CD10	CD20	CD30	CD40	CD52	CD61	CD71	CD91-alpha
CD3	CD11b	CD22	CD31	CD41	CD54	CD62E	CD73	CD91-beta
CD4	CD11c	CD23	CD32	CD42b	CD55	CD62L	CD79a	CD95
CD5	CD13	CD24	CD33	CD43	CD56	CD62P	CD79b	CD95L
CD7	CD14	CD25	CD34	CD44	CD57	CD63	CD80	CD99
CD8	CD15	CD26	CD36	CD44v6	CD59	CD64	CD83	CD105
CD9	CD16	CD27	CD38	CD45		CD68	CD86	CD134
	CD18	CD28	CD39	CD45RA		CD69		CD135
	CD19	CD29		CD45RO				CD138

### マウス CD マーカー



CD3-19	CD22-34	CD44-45	CD61-94	CD103-
CD3	CD22	CD44	CD61	CD103
CD4	CD23	CD45	CD62L	CD106
CD5	CD25	CD45.1	CD69	CD107A
CD8a	CD28	CD45.2	CD72	CD107B
CD11b	CD30	CD45R	CD79b	CD117
CD11c	CD31	CD45RC	CD81	CD146
CD16/32	CD34		CD86	CD152
CD19			CD90	CD154
			CD94	

未標識抗体は、標識キットで蛍光標識いただけます。Zenon標識キットを用いれば10分で未標識抗体を標識できます。詳細は <http://www.lifetechnologies.com/zenon> をご参照ください。


- その他 →
- ・蛍光試薬各種
  - ・二次検出抗体
  - ・微生物
  - ・細胞周期
  - ・アポトーシス
  - ・抗体標識
  - ・生存率
  - ・ファゴサイトーシス
  - ・細胞増殖
  - ・キャリブレーション試薬

キャンペーン対象フローサイトメトリー製品リストは <http://www.invitrogen.jp/pdf/flow/> をご参照ください。


### ■ キャンペーン対象製品の使用例



Vybrant® DyeCycle™ Green StainとSYTOX® Blue Dead Cell Stainによる細胞増殖解析。死細胞を排除(A)した細胞周期解析データ(B)を取得できます。



Click-iT™ EdUと7-AADによる細胞増殖解析。BrdUとは異なり、EdUは変性処理をせずに細胞増殖検出ができます。



Vybrant® DyeCycle™ VioletとSYTOX® AADvanced™ Apoptosis kitによるアポトーシス細胞集団解析。クロマチン凝集評価実験。

細胞の活性に左右されない細胞増殖測定を実現

## CyQUANT® Direct 細胞増殖アッセイ 30%OFF キャンペーン

期間 2012年 1月 23日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

キャンペーン番号 **817998** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

CyQUANT® Direct 細胞増殖アッセイは操作が簡便、かつ短時間で終了するため、ハイスループットでの細胞毒性や増殖アッセイに適しています。細胞の活性に依存せず、殆どの細胞種において、100個から2万個までの範囲でデータの直線性を示します。

30%OFFのこの機会にぜひお試しください！



- ・ウォッシュや細胞融解、温度調整などの操作が不要で、HTSに最適
- ・短時間の操作で高感度、広いダイナミックレンジを実現
- ・細胞の代謝状況に影響されず、健康な細胞だけを染色
- ・ミトコンドリアの活性を利用したMTTアッセイなどの問題点を解決
- ・他社の競合品より安価にてご提供。今回はさらに30%OFF！



## Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格	
CyQUANT® Direct 細胞増殖アッセイ	10 マイクロプレート分	C35011	¥38,800	¥27,000	30%OFF
CyQUANT® Direct 細胞増殖アッセイ	100 マイクロプレート分	C35012	¥272,700	¥190,000	30%OFF

蛍光標識の時間節約プロトコルご存知でした？

## Molecular Probes 蛍光ラベリング試薬 ディスカウント キャンペーン

期間 2012年 1月 23日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

キャンペーン番号 **P818010** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

タンパク質や抗体の蛍光標識は煩わしい作業ですが、標識物による検出には欠かせません。特に市販の化合物では手に入らない場合、独自に標識を行うことが必要になります。キットを用いることで標識実験を効率化、スピードアップにつなげませんか。

- ・キットによる時間効率化
- ・抗体標識をたったの10分間で終了するZenon標識キット
- ・通常価格の25%OFF
- ・最大23,000円以上もお得
- ・抗体量に対応したキットバリエーション



&lt;1-20 µg

Zenon® Labeling Technology



10-20 µg

APEX™ Antibody Labeling Kits




10-100 µg

Microscale Protein Labeling Kits



100 µg

Molecular Probes® Monoclonal Antibody Labeling Kits



1 mg

Protein Labeling Kits

対象製品リストのダウンロードは  
<http://www.invitrogen.jp/pdf/labeling/> をご参照ください。



## ちからを、ひとつに。 私たちは、Life Technologiesです。

これまでライフサイエンス製品をそれぞれに支えてきた invitrogen™、applied biosystems®、gibco®、TaqMan®、novex®、molecular probes®、ambion®、ion torrent™ の8ブランドが、このたびその力をひとつに結集し新しくスタートすることとなりました。

お客様のニーズにワンストップでお応えできるよう、これまで以上に確かなクオリティと充実したサービスをお届けしてまいります。

[www.lifetechnologies.com](http://www.lifetechnologies.com)

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンとの重複しての利用は出来ません。

記載価格は2012年1月現在の価格です。消費税は含まれておりません。

\*本文中のオーダリングインフォメーションで **AS** マークがついている製品はアプライドバイオシステムズブランド、**®** マークはインビトロジェンブランドでお取り扱いしています。

研究用のみ使用できます。診断目的及びその手続上での使用は出来ません。記載の社名および製品名は弊社または各社の商標または登録商標です。

The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners.

TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc. Used under permission and license.

iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

© 2012, Life Technologies Japan Ltd. All rights reserved. Printed in Japan. LFT020-A12010B

販売店

### ライフテクノロジーズジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館

TEL. 03 (6832) 9300 FAX. 03 (6832) 9580

- 製品に関するお問合せ -

TEL. 03 (6832) 6980 FAX. 03 (6832) 9584

ウェブサイト: <http://www.appliedbiosystems.jp>

<http://www.invitrogen.jp>

life  
technologies™