

Qubit® 2.0、Tali™、Countess®の特製フィギュアストラップがもらえる！ 最先端を手に入れよう！プレゼントキャンペーン

期間 2012年 1月 23日(月)～2012年 3月 30日(金)受注分まで

数量限定のため、早い者勝ちです！

期間中、対象製品をご購入いただいた方に、それぞれの機器のミニチュアフィギュア特製ストラップをプレゼント！

手のひらに収まる、どこにも売っていないレアアイテムです。

カバンに、携帯電話に、カギに、お好きなものに付けられます。早いもの勝ちの、数量限定キャンペーンです。



製品がお手元に届きましたら、製品のシリアル番号またはロット番号で、下記サイトよりお申し込みください。
ご応募はご購入の製品1点につき、1回までとさせていただきます。

ご応募はこちらから | <http://www.invitrogen.jp/Benchtop/figure.shtml>

Tali™ イメージベース サイトメーター

正確で高速な簡単操作のサイトメーター
細胞ごとの蛍光量を測定して解析結果を出力

- ・浮遊化した細胞を専用チャンバーに入れ蛍光を読み取り
- ・透過光・緑色蛍光量・赤色蛍光量の3パラメータ解析
- ・1分以内に解析結果を数値とヒストグラムで出力



ご購入で、
先着 20 名様に Tali™ フィギュア！

Qubit® 2.0 Fluorometer

タッチスクリーンで簡便なフルオロメーター
少量でも正確に DNA, RNA, タンパク質を測定

- ・ DNA RNA Protein ssDNA を専用蛍光試薬で測定
- ・ アッセイ範囲
dsDNA HS 0.2-100ng / BR 2-1,000ng、RNA 5-100n/
BR 20-1,000ng、Protein 0.25-5μg、ssDNA BR1-200ng
- ・ サンプル量 1～20μl



ご購入で、
先着 50 名様に Qubit® フィギュア！

Countess® 自動セルカウンター

小さく、簡単、迅速、正確な卓上セルカウンター

- ・ 培養細胞の生死細胞数と細胞経の平均を測定
- ・ Countess® 自動セルカウンターをご愛顧の皆様、この機会に是非ご購入ください。



スライド 500 枚以上のご購入で、
先着 50 名様に Countess® フィギュア！

Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格
Tali™ イメージベース サイトメーター			
Tali™ イメージベース サイトメーター	1 台	T10796	¥1,480,000
Qubit® 2.0 Fluorometer			
Qubit® 2.0 Fluorometer	1 台	Q32866	¥170,000
ssDNA Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q10212NSK	¥180,000
dsDNA BR Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q32850NSK	¥180,000
dsDNA HS Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q32851NSK	¥180,000
RNA Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q32852NSK	¥180,000
RNA BR Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q10210NSK	¥180,000
Protein Assay Qubit® 2.0 Starter Kit	1 式	Q33211NSK	¥180,000
Qubit® 2.0 Quantitation Starter Kit	1 式	Q32871	¥184,000
Qubit® 2.0 Quantitation Lab Starter Kit	1 式	Q32872	¥755,000
Countess® 自動セルカウンター			
Countess® 専用スライド (2 チャンバー型) (Trypan Blue 0.4% 付属)	500 枚	C10312	¥99,000
	1,250 枚	C10313	¥235,000
	2,500 枚	C10314	¥460,000
	5,000 枚	C10315	¥880,000



ちからを、ひとつに。 私たちは、Life Technologiesです。

これまでライフサイエンス製品をそれぞれに支えてきた invitrogen™、applied biosystems®、gibco®、TaqMan®、novex®、molecular probes®、ambion®、ion torrent™ の8ブランドが、このたびその力をひとつに結集し新しくスタートすることとなりました。

お客様のニーズにワンストップでお応えできるよう、これまで以上に確かなクオリティと充実したサービスをお届けしてまいります。

www.lifetechnologies.com

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンとの重複しての利用は出来ません。

記載価格は2012年1月現在の価格です。消費税は含まれておりません。

*本文中のオーダリングインフォメーションで **AS** マークがついている製品はアプライドバイオシステムズブランド、**®** マークはインビトロジェンブランドでお取り扱いしています。

研究用のみ使用できます。診断目的及びその手続上での使用は出来ません。記載の社名および製品名は弊社または各社の商標または登録商標です。

The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners.

TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc. Used under permission and license.

iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

© 2012, Life Technologies Japan Ltd. All rights reserved. Printed in Japan. LFT020-A12010B

販売店

ライフテクノロジーズジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館

TEL. 03 (6832) 9300 FAX. 03 (6832) 9580

- 製品に関するお問合せ -

TEL. 03 (6832) 6980 FAX. 03 (6832) 9584

ウェブサイト: <http://www.appliedbiosystems.jp>

<http://www.invitrogen.jp>

life
technologies™