

まだ間に合う論文提出!  
室温 5分でクローニング!


コンピテントセル付きでも、  
TOPO® クローニングキットがお得!

期間 2012年 1月 23日(月)~2012年 3月 30日(金)受注分まで

キャンペーン番号 **P796291** ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください


- ・室温わずか5分の反応時間
- ・2kbまでのDNA断片なら95%以上と高効率
- ・制限酵素、リガーゼ不要で簡単TAクローニング
- ・One Shot® TOP10は、小分けサイズで必要な分だけ使用可能

### TOPO® クローニングプロトコル



### TA Cloningによる直接ライゲーション

TA CloningはTaqポリメラーゼによって生成されたPCR産物を容易にクローニングすることができる技術です。Taqはターミナルトランスフェラーゼ活性を有しPCR産物の両3'末端に一個の3'-A突出末端を付加します。TOPO TA Cloning® ベクターはTaq-増幅PCR産物を効率良くライゲーションするために3'-T突出末端を持っています[2, 3]。



### Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
TOPO® TA Cloning® Kit for subcloning with TOP10 <i>E. coli</i>	20反応	K450001	¥69,200	¥41,520 40% OFF
TOPO® TA Cloning® Kit for subcloning with TOP10 <i>E. coli</i>	40反応	K450040	¥126,800	¥76,080 40% OFF
TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing with One Shot® TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i>	10反応	K4575J10	¥43,900	¥26,340 40% OFF
TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing with One Shot® TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i>	20反応	K457501	¥75,000	¥45,000 40% OFF
TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing with One Shot® TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i>	40反応	K457540	¥132,600	¥79,560 40% OFF
TOPO® TA Cloning Dual Promoter Kit with One Shot® TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i>	20反応	K460001	¥71,900	¥43,140 40% OFF
TOPO® TA Cloning Dual Promoter Kit with One Shot® TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i>	40反応	K460040	¥126,800	¥76,080 40% OFF



## ちからを、ひとつに。 私たちは、Life Technologiesです。

これまでライフサイエンス製品をそれぞれに支えてきた invitrogen™、applied biosystems®、gibco®、TaqMan®、novex®、molecular probes®、ambion®、ion torrent™ の8ブランドが、このたびその力をひとつに結集し新しくスタートすることとなりました。

お客様のニーズにワンストップでお応えできるよう、これまで以上に確かなクオリティと充実したサービスをお届けしてまいります。

[www.lifetechnologies.com](http://www.lifetechnologies.com)

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンとの重複しての利用は出来ません。

記載価格は2012年1月現在の価格です。消費税は含まれておりません。

\*本文中のオーダリングインフォメーションで **AS** マークがついている製品はアプライドバイオシステムズブランド、**®** マークはインビトロジェンブランドでお取り扱いしています。

研究用のみ使用できます。診断目的及びその手続上での使用は出来ません。記載の社名および製品名は弊社または各社の商標または登録商標です。

The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners.

TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc. Used under permission and license.

iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

© 2012, Life Technologies Japan Ltd. All rights reserved. Printed in Japan. LFT020-A12010B

販売店

### ライフテクノロジーズジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館

TEL. 03 (6832) 9300 FAX. 03 (6832) 9580

- 製品に関するお問合せ -

TEL. 03 (6832) 6980 FAX. 03 (6832) 9584

ウェブサイト: <http://www.appliedbiosystems.jp>

<http://www.invitrogen.jp>

life  
technologies™